PEROXID SYSTEM

markennovy solutions

Einfach und wirksam. Hochwirksames Desinfektionsmittel[1]

60 Minuten. Reinigung und Desinfektion in nur einer Stunde

Vielseitig einsetzbar. Für alle Arten von Kontaktlinsen geeignet[2]



3er Multipack. **Jetzt erhältlich.**

Für Menschen mit empfindlichen Augen oder einem sehr aktiven Lebensstil

Ohne Konservierungsstoffe[3]

Mehr Tragekomfort[5]

Proteinentfernung[4]

(1) Das Mark'ennovy-Peroxidsystem bietet eine hochwirksame Desinfektion der Linsenoberfläche gemäß ISO 14729. Die Linsen werden 12 Minuten lang in einer 3-prozentigen Peroxidlösung eingeweicht, ohne dass sich Blasen bilden, was zu einer hochwirksamen Desinfektion beiträgt. **(2)** Bei Ortho-K-Kontaktlinsen und Sklerallinsen wird empfohlen, die Pflegeroutine durch einen Oberflächenreiniger oder Enzymtabletten zu ergänzen. **(3)** Es enthält keine Konservierungsstoffe (nach Neutralisation), Tenside oder proteolytische Enzyme. **(4)** Dieses Peroxidsystem trägt laut einer von Eurofins im Jahr 2015 durchgeführten Studie zur Entfernung von Proteinablagerungen bei. **(5)** Enthält PVP zur Verbesserung des Tragekomforts.

PEROXID SYSTEM

Effizienz, Schnelligkeit und Komfort. In einem Schritt



3er Multipack. **Jetzt erhältlich.**

DESINFEKTION (12 MINUTEN)

1



Keine Blasenbildung für 12 Minuten
Maximale Peroxidkonzentration = optimale Desinfektion.

2



START:
Die ersten Blasen bilden sich.

DESINFEKTION + NEUTRALISATION (48 MINUTEN)

3



NEUTRALISATION:
Intensive Freisetzung von Sauerstoff.

4



ERGEBNIS:
Die Flüssigkeit wird in eine konservierungsmittelfreie Kochsalzlösung umgewandelt.

ZUSAMMENSETZUNG

	INHALTSSTOFF	FUNKTION
Desinfektionslösung	3 %iges Wasserstoffperoxid	Um eine optimale Desinfektion zu erreichen
Neutralisationstabletten	Natriumchlorid und Dinatriumphosphat	Zur Herstellung einer isotonischen Endlösung mit neutralem pH-Wert.
	Vitamin B2	Farbindikator, der anzeigt, dass die Neutralisationstablette hinzugefügt wurde
	Katalase	Um Wasserstoffperoxid in Wasser und Sauerstoff zu zersetzen
	PVP	Ein Benetzungsmittel, das den Tragekomfort der Kontaktlinsen verbessert

markennövy solutions

Informationen zu Kontraindikationen, Warnhinweisen und möglichen Nebenwirkungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Produkts. Diese Informationen richten sich ausschließlich an ausgebildete Fachkräfte (z.B. Augenoptiker und Augenärzte). Dieses Medizinprodukt entspricht den geltenden Rechtsvorschriften.